

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

Hersteller: **siema**
Manufacturer: Siegfried Martin GmbH
 Weilheimer Str. 20
D - 78573 Wurmlingen

SRN-Nummer: DE-MF-000005538

Medizinprodukt: **wiederverwendbare chirurgische Instrumente der Klasse I Regel 1**
Medical device: *reusable surgical instruments*
(Artikelliste siehe Anhang1)

Basis UDI-DI: **42518439VerbandWS**
42518439WundnahtXN
(Zweckbestimmungen der Produktgruppen siehe Anhang2)

ab Fertigungsdatum 02.01.2024
bis Fertigungsdatum 31.12.2024

Wir erklären in alleiniger Verantwortung:
das oben beschriebene Medizinprodukt ist konform mit:
We declare under sole responsibility: the medical device described above is in conformity with:

VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
 vom 5. April 2017 über Medizinprodukte
 und alle angewandten Spezifikationen nach FB 002 Normative und gesetzliche Anforderungen

zusätzliche Angaben / *Additional information*
 Wir bestätigen, dass wir eine Technische Dokumentation gemäß der Verordnung (EU) 2017/745,
 Anhang II erstellt haben.
*We herewith declare that we have established a technical documentation according to Regulation (EU)
 2017/745, Annex II.*

Verantwortlich für die Bereithaltung der Technischen Dokumentation ist Herr Jochen Martin.
The responsible person for the supply of the technical documentation is Mr. Jochen Martin

Wurmlingen, den 31.01.2024
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and date of issue)

Jochen Martin, Geschäftsführer
Name, general manager





Unterschrift
(Signature)

Revision	erstellt am	von	freigegeben:	zuletzt geändert am	von	Seite
D	09.12.2021	K. Schmid, QMB	J. Martin, GL	31.01.2024	K. Schmid, QMB	1 von 2

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Beschreibung der Änderung	Änderung durch	Schulungsanforderung JA/NEIN
A	09.12.2021	Erstellung	K. Schmid, QMB	NEIN
B	13.01.2023	Für das Jahr 2023 verlängert	K. Schmid, QMB	NEIN
C	23.06.2023	Anpassung der Basis UDI-DI und der Produktgruppen	K. Schmid, QMB	NEIN
D	31.01.2024	Für das Jahr 2024 verlängert	K. Schmid, QMB	NEIN

Revision	erstellt am	von	freigegeben:	zuletzt geändert am	von	Seite
D	09.12.2021	K. Schmid, QMB	J. Martin, GL 	31.01.2024	K. Schmid, QMB 	2 von 2

Artikelnummer	Beschreibung	Klasse	Regel	GTIN	MD-Codes	Produktgruppe
SM 0140/600	Faden-Schere 12,0 cm, gerade, spitz, rund	I	1	04251843901849	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0141/600	Faden-Schere 12,0 cm, gebogen, spitz, rund	I	1	04251843901856	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0142/100	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, spitz, flach-rund	I	1	04251843901863	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0142/600	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, spitz, flach-rund	I	1	04251843901870	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0142/641	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, spitz, flach-rund	I	1	04251843901887	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0143/100	Faden-Schere 12,5 cm, gebogen, spitz, flach-rund	I	1	04251843901894	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0143/600	Faden-Schere 12,5 cm, gebogen, spitz, flach-rund	I	1	04251843901900	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0144/600	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, stumpf-spitz, flach-rund	I	1	04251843901917	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0144/641	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, stumpf-spitz, flach-rund	I	1	04251843901924	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0145/600	Faden-Schere 12,5 cm, gebogen, stumpf-spitz, flach-rund	I	1	04251843901931	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0146/100	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, stumpf, flach-rund	I	1	04251843901948	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0146/600	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, stumpf, flach-rund	I	1	04251843901955	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0147/600	Faden-Schere 12,5 cm, gebogen, stumpf, flach-rund	I	1	04251843901962	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0275/100	Martin-Northbent-Schere 9,0 cm, seitwärts gebogen, rund	I	1	04251843905250	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0275/240	Martin-Northbent-Schere 9,0 cm, seitwärts gebogen, rund	I	1	04251843905267	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0275/600	Martin-Northbent-Schere 9,0 cm, seitwärts gebogen, rund	I	1	04251843905274	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0276/100	Martin-Northbent-Schere 12,5 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843905281	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0276/600	Martin-Northbent-Schere 12,5 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843905298	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0277/600	Spencer-Schere 10,5 cm, gerade, rund	I	1	04251843905304	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0278/100	Spencer-Schere 11,0 cm, gerade, flach-rund	I	1	04251843905311	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0278/600	Spencer-Schere 11,0 cm, gerade, flach-rund	I	1	04251843905328	MDS 1006,	Schere, Wundnaht

SM 0279/100	Spencer-Schere 11,0 cm, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843905342	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0279/600	Spencer-Schere 11,0 cm, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843905359	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0280/100	Spencer-Schere 9,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905366	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0280/240	Spencer-Schere 9,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905373	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0280/600	Spencer-Schere 9,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905380	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0281/100	Spencer-Schere 12,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905397	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0281/240	Spencer-Schere 12,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905403	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0281/600	Spencer-Schere 12,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905410	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0282/600	Buck-Schere 14,5 cm, gerade, flach-rund	I	1	04251843905427	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0283/600	Buck-Schere 18,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905434	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0284/100	Littauer-Schere 12,5 cm, gerade, flach-rund	I	1	04251843905441	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0284/240	Littauer-Schere 12,5 cm, gerade, flach-rund	I	1	04251843905458	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0284/600	Littauer-Schere 12,5 cm, gerade, flach-rund	I	1	04251843905465	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0285/100	Littauer-Schere 14,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905472	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0285/400	Littauer-Schere 14,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905489	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0285/600	Littauer-Schere 14,0 cm, gerade, rund	I	1	04251843905496	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0286/100	Ligatur-Schere 15,5 cm, gerade, rund	I	1	04251843905502	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0286/600	Ligatur-Schere 15,5 cm, gerade, rund	I	1	04251843905519	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0287/600	Heath-Schere 16,0 cm, rund	I	1	04251843905526	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0341/100	Chirurgische-Schere 13,0 cm, gerade, stumpf-spitz, feines Modell, rund	I	1	04251843907285	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0341/600	Chirurgische-Schere 13,0 cm, gerade, stumpf-spitz, feines Modell, rund	I	1	04251843907292	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0347 G/600	Chirurgische-Schere 13,0 cm, gebogen, stumpf-spitz, feines Modell, rund, unteres Blatt gezahnt	I	1	04251843907360	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0347/100	Chirurgische-Schere 13,0 cm, gebogen, stumpf-spitz, feines Modell, rund	I	1	04251843907377	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0347/600	Chirurgische-Schere 13,0 cm, gebogen, stumpf-spitz, feines Modell, rund	I	1	04251843907384	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0374/600	New-Suture-Schere 14,5 cm, aufgewinkelt, stumpf, rund	I	1	04251843908237	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0532/400	Locklin-Schere 15,5 cm, kniegebogen, rund, über Schluss flach	I	1	04251843909579	MDS 1006,	Schere, Wundnaht

SM 0532/600	Locklin-Schere 15,5 cm, kniegebogen, rund, über Schluss flach	I	1	04251843909586	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0670/100	Bergmann-Schere 23,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843910650	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0670/600	Bergmann-Schere 23,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843910667	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680 G/100	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, unteres Blatt gezahnt Teilung 1,0 mm, flach-rund	I	1	04251843910735	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680 G/600	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, unteres Blatt gezahnt Teilung 1,0 mm, flach-rund	I	1	04251843910742	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680 OG/600	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, oberes Blatt gezahnt, flach-rund	I	1	04251843910759	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680/100	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843910780	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680/400	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843910797	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680/600	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843910803	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680-18.5/100	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, flach-rund	I	1	04251843939279	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0680-18.5FED/100	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, mit Feder, flach-rund	I	1	04251843939286	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0682 OG/600	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, oberes Blatt gezahnt, rund	I	1	04251843910810	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0682/100	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, rund	I	1	04251843910827	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0682/240	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, rund	I	1	04251843910834	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0682/600	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, rund	I	1	04251843910841	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0683/600	Delestre-Schere 14,0 cm, gerade, rund, über Schluss flach	I	1	04251843910858	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0684/100	Knowles-Schere 14,5 cm, gerade, rund, über Schluss flach	I	1	04251843910865	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0685 OG/100	Hi-Level-Schere 14,5 cm, Stangen seitwärts gebogen, rund, oberes Blatt gezahnt, über Schluss flach	I	1	04251843910872	MDS 1006,	Schere, Verband

SM 0685 OG/600	Hi-Level-Schere 14,5 cm, Stangen seitwärts gebogen, rund, oberes Blatt gezahnt, über Schluss flach	I	1	04251843910889	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0685/600	Hi-Level-Schere 14,5 cm, Stangen seitwärts gebogen, rund, über Schluss flach	I	1	04251843910896	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0686/600	Knowles-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund, über Schluss flach	I	1	04251843910902	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0687/600	Lorenz-Schere 24,0 cm, gebogen, stumpf, ohne Stift, flach-rund	I	1	04251843910919	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0688/400	Lorenz-Schere 24,0 cm, gebogen, stumpf, mit Stift, flach-rund	I	1	04251843910926	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0688/600	Lorenz-Schere 24,0 cm, gebogen, stumpf, mit Stift, flach-rund	I	1	04251843910933	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0690 G/100	Esmarch-Schere 20,0 cm, unteres Blatt gezahnt, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843910940	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0690 OG/600	Esmarch-Schere 20,0 cm, oberes Blatt gezahnt, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843939934	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0690/100	Esmarch-Schere 20,0 cm, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843910957	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0690/240	Esmarch-Schere 20,0 cm, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843910964	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0690/600	Esmarch-Schere 20,0 cm, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843910971	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0691 G/100	Esmarch-Schere 23,3 cm, unteres Blatt gezahnt, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843910988	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0691/100	Esmarch-Schere 23,3 cm, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843910995	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0691/600	Esmarch-Schere 23,3 cm, kniegebogen, flach-rund	I	1	04251843911008	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0692-16 OG/600	Lister-Excentric-Schere 16,0 cm, kniegebogen, oberes Blatt gezahnt 0,5 mm rund	I	1	04251843911015	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0692-19 OG/600	Lister-Excentric-Schere 19,0 cm, kniegebogen, oberes Blatt gezahnt 0,5 mm rund	I	1	04251843911022	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0694/100	Lister-Schere 9,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911039	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0694/240	Lister-Schere 9,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911046	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0694/400	Lister-Schere 9,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911053	MDS 1006,	Schere, Verband

SM 0694/600	Lister-Schere 9,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911060	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0695/400	Lister-Schere 11,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911077	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0695/600	Lister-Schere 11,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911084	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0695/900	Lister-Schere 11,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911091	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0696/100	Lister-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911121	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0696/240	Lister-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911138	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0696/400	Lister-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911145	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0696/600	Lister-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911152	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0696-16/100	Lister-Schere 16,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843939941	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0696-16/600	Lister-Schere 16,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911114	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0697 OG/600	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, oberes Blatt gezahnt, rund	I	1	04251843939958	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0697/100	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911169	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0697/240	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911176	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0697/400	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911183	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0697/600	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911190	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0698 OG/600	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, oberes Blatt gezahnt, rund	I	1	04251843911206	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0698/100	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911213	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0698/240	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911220	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0698/400	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911237	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0698/600	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund	I	1	04251843911244	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 0854/100	Littler-Schere 12,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund	I	1	04251843912685	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0854/240	Littler-Schere 12,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund	I	1	04251843912692	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0854/4000	Littler-Schere 12,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund	I	1	04251843912708	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0854/600	Littler-Schere 12,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund	I	1	04251843912715	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0854/900	Littler-Schere 12,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund	I	1	04251843912722	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0855/4000	Littler-Schere 14,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund	I	1	04251843912739	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0855/600	Littler-Schere 14,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund	I	1	04251843912746	MDS 1006,	Schere, Wundnaht

SM 0876 ST/600	Suture-Removal-Bandstahl-Schere 11,0 cm, gebogen, stumpf, mit Blatt	I	1	04251843940015	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0876/240	Suture-Removal-Bandstahl-Schere 11,0 cm, gebogen, spitz, mit Blatt	I	1	04251843913262	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 0876/600	Suture-Removal-Bandstahl-Schere 11,0 cm, gebogen, spitz, mit Blatt	I	1	04251843913279	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 1380/400	Smith-Schere 18,0 cm, gerade, stumpf-spitz, mit einem großen Ring, flach-rund	I	1	04251843915136	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 1380/600	Smith-Schere 18,0 cm, gerade, stumpf-spitz, mit einem großen Ring, flach-rund	I	1	04251843915143	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 1390/600	Verbands-Schere 15,5 cm, gerade stumpf-spitz, mit einem großen Ring, rund, Schluß flach	I	1	04251843915150	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 1392/600	Verbands-Schere 18,0 cm, gerade, stumpf-spitz, mit einem großen Ring, rund, Schluß flach	I	1	04251843915167	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 1398/600	Verbands-Schere 15,5 cm, gerade, stumpf-spitz, rund, Schluß flach	I	1	04251843915174	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 1490 FED/100	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, für Linkshänder, mit Feder, flach-rund	I	1	04251843915716	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 1490/100	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, für Linkshänder, flach-rund	I	1	04251843915723	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2142/613	Faden-Schere 12,5 cm, gerade, spitz, flach-rund, TC	I	1	04251843916546	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 2143/613	Faden-Schere 12,5 cm, gebogen, spitz, flach-rund, TC	I	1	04251843916553	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 2680 G/613	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, unteres Blatt gezahnt 1,0 mm, flach-rund, TC	I	1	04251843921861	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2680/113	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund, TC	I	1	04251843921892	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2680/613	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund, TC	I	1	04251843921908	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2685/613	Hi-Level-Schere 14,5 cm, Stangen seitwärts gewinkelt, TC	I	1	04251843921915	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2689/113	Esmarch-Bruns-Schere 20,5 cm, kniegebogen, flach-rund,TC	I	1	04251843921922	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2689/613	Esmarch-Bruns-Schere 20,5 cm, kniegebogen, flach-rund,TC	I	1	04251843921939	MDS 1006,	Schere, Verband

SM 2690/613	Esmarch-Schere 20,0 cm, kniegebogen, flach-rund,TC	I	1	04251843921946	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2696/613	Lister-Schere, 14,5 cm, kniegebogen, rund, TC	I	1	04251843921960	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2697/613	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund, TC	I	1	04251843921991	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 2698/613	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund, TC	I	1	04251843922004	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3141/664	Faden-Schere 12,0 cm, gebogen, spitz, rund, SC	I	1	04251843925142	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 31490 FEDOZ/119	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, für Linkshänder, mit Feder, flach-rund, SC, ohne Zahnung	I	1	04251843925302	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 31490 OZ/119	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, für Linkshänder, flach-rund	I	1	04251843925319	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3285/100	Littauer-Ligatur-Schere 14,5 cm, gerade, rund, SC	I	1	04251843929775	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 3680 OG 1,0/119	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund, SC,	I	1	04251843940893	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3680 OZ/119	Bruns-Schere 24,0 cm, seitwärts gebogen, flach-rund, SC, ohne Zahnung	I	1	04251843934038	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3680-18.5FEDOZ/119	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, mit Feder, flach-rund, SC, ohne Zahnung	I	1	04251843939545	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3680-18.5OZ/119	Bruns-Schere 18,5 cm, seitwärts gebogen, flach-rund, SC, ohne Zahnung	I	1	04251843939552	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3681-16/119	Bruns-Schere 16,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, rund, SC	I	1	04251843941272	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3682/4003	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, rund, SC	I	1	04251843934083	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3682/610	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, rund, SC	I	1	04251843940909	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3682/664	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, mit einem großen Ring, rund, SC	I	1	04251843934106	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3685/2178	Hi-Level-Schere 14,5 cm, Stangen seitwärts gebogen, rund, über Schluss flach, SC	I	1	04251843934151	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3696/100	Lister-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934205	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3696/4003	Lister-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934229	MDS 1006,	Schere, Verband

SM 3696/664	Lister-Schere 14,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934236	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3696-16/245	Lister-Schere 16,0 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934199	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3697/100	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934243	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3697/245	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934281	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3697/4003	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934298	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3697/664	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934304	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3697/665	Lister-Schere 18,5 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843941289	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3698/100	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843940916	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3698/2178	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843940923	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3698/245	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934335	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3698/4003	Lister-Schere 20,0 cm, kniegebogen, rund, SC	I	1	04251843934342	MDS 1006,	Schere, Verband
SM 3854 OB/100	Littler-Schere 12,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund, SC, Achtung SC ohne Blatt	I	1	04251843935349	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 3854 OB/245	Littler-Schere 12,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund, SC, Achtung SC ohne Blatt	I	1	04251843935363	MDS 1006,	Schere, Wundnaht
SM 3855 OB/100	Littler-Schere 14,0 cm, gebogen, stumpf, mit Loch, rund, SC Achtung SC ohne Blatt	I	1	04251843941012	MDS 1006,	Schere, Wundnaht



Freigegeben am: 31.01.2024

von: 
Jochen Martin, Geschäftsführer

Anhang2 EG-Konformitätserklärung

Annex2 EC-Declaration of Conformity

Produktgruppe	Basis UDI-DI	Zweckbestimmung
Schere, Verband	42518439VerbandWS	Eine Verbandsschere (auch als Listerschere bekannt) dient dem fachgerechten Durchtrennen von Verbänden. Es handelt sich um eine spezielle Schere, deren vorderer Teil meist abgewinkelt ist. Dadurch lässt sie sich auch unter einen enganliegenden Verband schieben. Die Spitze der unteren Klinge ist oft verlängert und seitlich abgeflacht, um beim Aufschneiden eines Verbandes Verletzungen zu vermeiden. Sie eignet sich nicht für chirurgische Eingriffe wie z.B. zum Durchtrennen von Geweben und Gefäßen, oder zur Präparierung unterschiedlichster Gewebearten.
Schere, Wundnaht	42518439WundnahtXN	Diese Schere wird zum Schneiden von Nahtmaterial und Vlieskompressen, oder dem fachgerechten Durchtrennen von Verbänden, verwendet. Sie eignet sich nicht für chirurgische Eingriffe wie z.B. zum Durchtrennen von Geweben und Gefäßen, oder zur Präparierung unterschiedlichster Gewebearten.

Revision	erstellt am	von	freigegeben:	zuletzt geändert am	von	Seite
D	09.12.2021	K. Schmid, QMB	J. Martin, GL 	31.01.2024	K. Schmid, QMB 	1 von 1